

<p>MD300C5</p> <p>Пульсоксиметр портативный</p> <p>Пульсоксиметр - это современный прибор для измерения степени насыщенности кислородом (SpO2) и пульса. Это компактный, простой в использовании и долгосрочный прибор для физиологического контроля. Широко применяется в поликлиниках, больницах, пунктах скорой помощи и в домашних условиях.</p>	
<p>Технические характеристики</p>	
<p>Область применения Для взрослых, подростков, детей и новорожденных</p>	<p>Характеристики</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Высококачественный OLED экран, отображающий SpO2, PR и пульс ➤ Низкое энергопотребление, индикатор низкого заряда батареи ➤ Сигнал подсказки ➤ Регулируемая яркость, 6 режимов отображения ➤ 2 шт. AAA батареи ➤ Автоматическое отключение
<p>SpO2 Диапазон изменения: 70~100% Разрешение: 1% Точность измерения: 70%~100%: ±2%; 0%~69% не определено</p>	<p>Условия функционирования Температура: 5□ - 40□ Температура хранения: -25□-70□ Влажность: 15%~93%, без конденсации Влажность при хранении: ≤93%, без конденсации</p>
<p>Частота пульса Диапазон изменения: 30~250 bpm Разрешение: 1BPM Точность измерения: 30~99bpm, ±2bpm; 100~250bpm, ±2%</p>	<p>Потребление энергии 2 шт. 1.5V AAA батареи Потребляемая мощность: менее 40mA</p>
<p>Экран Тип: OLED экран Параметры: SpO2, PR, пульс Режим: 6 режимов экрана Яркость: 10 регулированных уровней</p>	<p>Аксессуары Шнур -1 шт Батареи типа AAA - 2 шт Инструкция - 1шт Силиконовый чехол-1шт Резиновый кейс -1шт</p>
<p>Размер и вес Размер: 49mm*28mm*28mm Вес: 35г (включая батареи)</p>	