

<p>MD300C21C</p> <p>Пульсоксиметр портативный</p> <p>Пульсоксиметр - это современный прибор для измерения степени насыщенности кислородом (SpO2) и пульса. Это компактный, простой в использовании и долговечный прибор для физиологического контроля. Широко применяется в поликлиниках, больницах, пунктах скорой помощи и в домашних условиях.</p>	
<p>Технические характеристики</p>	
<p>Область применения Для взрослых, подростков, детей и новорожденных</p>	<p>Характеристики</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Высококачественный OLED экран, отображающий SpO2, PR, пульс и плетизмограмму. ➤ Низкое энергопотребление, индикатор заряда батареи. ➤ Сигнал подсказки. ➤ Регулируемая яркость, 10 режимов отображения. ➤ 2 шт. AAA батареи, индикатор низкого заряда батареи. ➤ Автоматическое отключение.
<p>SpO2 Диапазон изменения: 70~100% Разрешение: 1% Точность измерения: 70%~100%: ±2%; 0%~69% не определено</p>	<p>Условия функционирования Температура: 5 °C - 40 °C Температура хранения: -25 °C ~ +70 °C Влажность: 15%~93%, без конденсации Влажность при хранении: ≤93%, без конденсации</p>
<p>Частота пульса Диапазон изменения: 30~250 bpm Разрешение: 1BPM Точность измерения: 30~99bpm, ±2bpm; 100~250bpm, ±2%</p>	<p>Потребление энергии 2 шт. 1.5V AAA батареи Потребляемая мощность: менее 40 мА</p>
<p>Экран Тип: OLED экран Параметры: SpO2, PR, пульс, плетизмограмма</p>	<p>Размер и вес Размер: 58mm*32mm*34mm Вес: 50г (включая батареи)</p>