

<p>MD300C1</p> <p>Пульсоксиметр портативный</p> <p>Пульсоксиметр - это современный прибор для измерения степени насыщенности кислородом (SpO2) и пульса. Это компактный, простой в использовании и долгосрочный прибор для физиологического контроля. Широко применяется в поликлиниках, больницах, пунктах скорой помощи и в домашних условиях.</p>	
<p>Технические характеристики</p>	
<p>Область применения Для взрослых, подростков, детей и новорожденных</p>	<p>Характеристики</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Высококачественный LED экран, отображающий SpO2, PR и пульс ➤ Низкое энергопотребление, индикатор низкого заряда батареи ➤ 2 батареи типа AAA ➤ Автоматическое отключение
<p>SpO2 Диапазон изменения: 70% - 99% Разрешение: 1% Точность измерения: 70% - 99%, ±2%; ≤69%: не определено</p>	<p>Потребление энергии 2 шт. 1.5V батареи типа AAA Потребляемая мощность менее 40mA</p>
<p>Частота пульса Диапазон изменения: 30 - 250bpm Разрешение: 1bpm Точность измерения: 30 - 99bpm: ±2bpm 100 - 250bpm: ±2%</p>	<p>Условия функционирования Температура: 5°C - 40°C Температура хранения: -25°C - 70°C Влажность: 15% ~ 93%, без конденсации Влажность при хранении: ≤93%, без конденсации</p>
<p>Экран Тип: LEDs экран Параметры: SpO2, PR, пульс Режим: 2 режима</p>	<p>Аксессуары Шнур -1 шт Батареи типа AAA - 2 шт Инструкция - 1шт</p>
<p>Размер и вес Размер: 58mm*32mm*34mm Вес: 50г (включая батареи)</p>	